

平成 31 年 4 月

お客様各位




持続緩徐式血液濾過器「シュアフィルター®」、 濾液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、持続緩徐式血液濾過器「シュアフィルター®」の濾液口キャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具

変更点

濾液口キャップの強度を高め、操作性を改善するため、下記の通り変更致します。
(濾液口キャップの外周部を肉厚に致しました。)



- 注1) 血液口キャップと濾液口キャップの形状は異なります。
そのため濾液口キャップを血液口に装着することはできません。
注2) 血液口キャップは従来のキャップを装着しています。

対象製品

持続緩徐式血液濾過器「シュアフィルター®」 PUT®-eco 全品番

変更時期

19D22 以降のロット
納品日は品番別（膜面積別）により異なります。

以上