

2020年 1月

お客様各位



## 透析用血液回路セット 「シュアフロー<sup>®</sup>N」ガンマ線滅菌品 メスコネクタ仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。  
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび標題の製品のメスコネクタの仕様を変更させて頂くことになりましたので、  
ご案内申し上げます。  
変更時期につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。  
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 変更点

メスコネクタキャップの仕様を下記のとおり、紐無しから紐有りに変更致します。  
なお、NS-3030-V2I-2のY字チューブのメスコネクタは対象外となります。



### 出荷開始時期

変更品の出荷開始時期については弊社担当営業よりご案内申し上げます。

### 対象品番

商品コード	品番	変更開始ロット
73-505	NS-3030-6	19L25
73-506	NS-3030-7	19L26
73-508	NS-3030-V2I-2	20A14

以上