

「シュアーフューザー®A」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「シュアーフューザー®A」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- コネクタキャップを疎水性フィルタが内蔵されたキャップに変更します。

(キャップを外さずプライミングしても薬液はキャップで止まります。)

現行




変更後



疎水性フィルタ
内蔵


【変更箇所】

・シュアーフューザー®A



変更箇所

・シュアーフューザー®A PCAセット



変更箇所

●シュアーフューザー®A

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
51-501	SFS-0504HR(P)	2020年11月頃	20A以降
51-502	SFS-0505HR(P)	2021年1月頃	20A以降
51-503	SFS-0512HR(P)	2021年3月頃	20A以降
51-504	SFS-0501D(P)	2020年8月上旬	20A以降
51-505	SFS-0502D(P)	2020年7月中旬	20A以降
51-506	SFS-0503D(P)	2020年7月中旬	20A以降
51-507	SFS-0504D(P)	2020年8月中旬	20A以降
51-508	SFS-0505D(P)	2020年9月上旬	20A以降
51-509	SFS-0501W(P)	2020年8月中旬	20A以降
51-511	SFS-1005HR(P)	2020年9月下旬	20A以降
51-512	SFS-1012HR(P)	2020年12月中旬	20A以降
51-513	SFS-1036HR(P)	2020年5月中旬	20A以降
51-514	SFS-1001D(P)	2020年7月下旬	20A以降
51-515	SFS-1002D(P)	2020年4月下旬	20A以降
51-516	SFS-1003D(P)	2020年8月中旬	19L16
51-517	SFS-1005D(P)	2020年12月上旬	20A以降
51-518	SFS-1001W(P)	2020年7月下旬	19L16
51-526	SFS-3-15(P)	2020年6月中旬	20A以降
51-527	SFS-3.5-15(P)	2020年4月中旬	20A以降
51-521	SFS-2-25(P)	2020年7月下旬	20A以降
51-522	SFS-5-25(P)	2020年5月中旬	19L16
51-523	SFS-50-25(P)	2021年7月頃	20A以降
51-531	SFS-2-30(P)	2020年7月上旬	20A以降
51-532	SFS-3-30(P)	2021年10月頃	20A以降
51-533	SFS-4-30(P)	2021年3月頃	20A以降
51-534	SFS-5-30(P)	2020年7月中旬	20A以降
51-535	SFS-6-30(P)	2020年7月中旬	20A以降
51-536	SFS-8-30(P)	2021年11月頃	20A以降
51-541	SMA-123-10(P)	2020年7月上旬	20A以降
51-542	SMA-0123-10(P)	2020年4月上旬	20A以降
51-543	SMA-2345-10(P)	2020年4月中旬	20A以降
51-544	SMA-2345-25(P)	2020年4月上旬	19L05
51-545	SMA-3456-25(P)	2020年4月上旬	19L16
51-546	SMA-2345-30(P)	2020年2月上旬	19L05
51-547	SMA-3456-30(P)	2020年7月上旬	20A以降
51-548	SMA-2468-30(P)	2020年4月下旬	19L05
51-561	LF-0501D	2020年10月下旬	20A以降
51-562	LF-0502D	2021年2月頃	20A以降
51-563	LF-0503D	2021年1月頃	20A以降
※ 51-510	SFS-5-25 NCC	2020年3月上旬	19L16
※ 51-519	SFS-1001W(NC)	2020年6月上旬	20A以降
※ 51-520	SFS-05-10(P)	2020年12月中旬	20A以降
※ 51-529	SFS-3.5-15P Y	2020年5月上旬	20A以降
※ 51-530	SFS-3.5-15-GH	2020年10月上旬	20A以降
※ 51-549	SMA-246-30(P)	2020年7月上旬	20A以降
※ 51-569	SFS-1036HR-NCC	2020年4月下旬	19L16
※ 51-574	SFS-0506D-F	2020年2月下旬	20A以降
※ 51-576	SFS-1036HR(NC)	2020年3月上旬	19L16
※ 51-577	SFS-1036HR-GH	2020年11月上旬	20A以降
※ 51-580	SFS-1036HRTK	2020年7月上旬	20A以降

※特注品

●シュアーフューザー®A PCAセット

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
51-627	PCAS-0504DP/0515	2020年10月上旬	20A以降
51-628	PCAS-0504DP/0530	2020年8月下旬	20A以降
51-633	PCAS-0502DP/0530	2020年10月下旬	20A以降
51-668	PCAS-05-10P/0530	2021年12月頃	20A以降
51-669	PCAS-05-10P/0515	2020年7月上旬	20A以降
51-566	PCAS-1004DP/1015	2020年4月下旬	19K30
51-567	PCAS-1004DP/1030	2020年11月中旬	20A以降
51-637	PCAS-1002DP/2030	2020年4月上旬	19L13
51-638	PCAS-1002DP/2060	2020年3月下旬	19L13
51-639	PCAS-1001DP/2030	2020年6月上旬	20A以降
51-640	PCAS-1001DP/2060	2020年7月中旬	20A以降
51-644	PCAS-1002DP/3060	2020年4月上旬	19L13
51-646	PCAS-1001DP/3060	2020年5月下旬	20A以降
51-658	PCAS-2-30P/3060	2020年4月上旬	19L06
51-659	PCAS-3-30P/3030	2020年6月下旬	19L06
51-660	PCAS-3-30P/3060	2020年5月下旬	19L06
51-661	PCAS-4-30P/3030	2020年3月下旬	19L06
51-662	PCAS-4-30P/3060	2020年4月上旬	19L06
51-663	PCAS-5-30P/3030	2020年8月中旬	19L06
51-664	PCAS-5-30P/3060	2020年6月上旬	19L06
51-596	PCAM-011-10P/0515	2020年8月下旬	20A以降
51-564	PCAM-123-10P/1015	2020年4月下旬	20A以降
51-565	PCAM-123-10P/1030	2020年4月下旬	20A以降
51-591	PCAM-2345-10P/2015	2020年4月上旬	20A以降
51-592	PCAM-2345-10P/2030	2020年4月上旬	20A以降
51-551	PCAM-2345-30P/3030	2020年1月下旬	19K29
51-552	PCAM-2345-30P/3060	2020年3月上旬	19K29
※ 51-553	PCAM-3456-30P/3030BL	2020年4月上旬	20A以降
※ 51-555	PCAM-2468-30P/3030	2020年7月下旬	20A以降
※ 51-587	PCAM-123-10P/2030	2020年8月下旬	20A以降
※ 51-600	PCAM-235-30P/3030	2020年8月下旬	20A以降
※ 51-605	PCAM-246-30P/3030	2020年6月下旬	20A以降
※ 51-606	PCAM-123-10P/0515	2020年4月下旬	20A以降
※ 51-667	PCAS-1001DP/3060BS	2020年7月上旬	20A以降
※ 51-674	PCAS-1036HR/3060L	2020年1月下旬	20A以降
※ 51-676	PCAS-0501DP/2030	2020年11月下旬	20A以降

※特注品