

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 仕様変更の件

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。




この度、透析用血液回路セット「シュアフローN」（ガンマ線滅菌品）のクランプ（大）の仕様を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

以下のとおり、通液のリスクを軽減するため、クランプの仕様を変更いたします。材質の変更はございません。

変更前	変更後	拡大
		 幅が広がります。
		 肉厚になります。

※赤色のクランプ（大）も対象です。

変更ロット

24J28（2024年10月製造）以降