

お客様 各位



## ニプロ FS Next 機能アップデートのご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品について、お客様のご要望を賜り、機能をアップデートいたしましたので、ご案内申し上げます。

謹白

## 記

## 【対象製品】

商品コード	JANコード	製品名
95-811	4987458958113	ニプロFS Next

## 【変更内容】

アップデート内容	変更前	変更後
測定結果に下線追加		
「血液を吸入してください。」画面の血液のイラストを赤色に変更		
追加吸入時の文言変更		
本体側面の音声ON/OFFスイッチに、赤点追加 (赤点が見えていると音声OFF)		
目標値設定ON/OFF追加 (設定画面にて目標値設定OFFにすると測定結果が白字になる)		

## 【変更時期】

上記 ~ については、本体ロット:23I25、及び、24D10より

上記 については、本体ロット:24D10より

FS Next Fパックについては、本体ロットの確認をお願い申し上げます。

以上