


透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 シャントジョイントスライドロック オスコネクタ仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、標題製品のオスコネクタの仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

ISO規格改定にともない、シャント部等に使用されているスライドロックオスコネクタの仕様を下記のとおり変更いたします。



- ※テーパ長（矢印部分）が短くなりますが、コネクタの全長は同一です。
- ※先端部径、テーパ角度、材質、色調は変更ありません。
- ※赤も対象となります。

対象品番

対象品番	滅菌方法	対象部品番号
「NS-30」を含む品番	ガンマ線滅菌品	赤：DH-R-170 青：DH-R-171
「NS-30」「VS-」「VSV-」を含まない品番	高圧蒸気滅菌品	赤：170 青：171
	エチレンオキシドガス滅菌品	

変更開始ロット

ガンマ線滅菌品：25C24 ロット（2025年3月製造分）以降
高圧蒸気滅菌品/エチレンオキシドガス滅菌品：25D01 ロット（2025年4月製造分）以降