

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

加圧式医薬品注入器「シュアーフューザー[®]A」PCA セット RQ ご使用停止のお願い

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。


今般、弊社が製造販売しております加圧式医薬品注入器「シュアーフューザーA」(以下「本製品」といいます。)におきまして、PCA 装置の黄スイッチが完全に押されていない状態で患者に接続され、薬剤が投与された事例の報告を受領いたしました。

原因については製造所で調査いたしますが、安心と安全に対して万全を期すため、下記の対象品番の本製品について出荷停止をさせていただいたとともに、在庫品がございましたらご使用の停止をお願い申し上げます。

医療関係者の方々におかれましては、多大なるご心配・ご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。

謹白

記



(裏面に続きます)

対象品番

商品コード	JANコード	品番
51-300	4987458513008	RPCAS-0504DP/0515
51-301	4987458513015	RPCAS-0504DP/0530
51-302	4987458513022	RPCAS-0502DP/0530
51-303	4987458513039	RPCAS-05-10P/0515
51-304	4987458513046	RPCAS-05-10P/0530
51-306	4987458513060	RPCAS-1004DP/1030
51-307	4987458513077	RPCAS-1002DP/2030
05-273	4987458052736	RPCAS-1002DP/2030 NR
05-275	4987458052750	RPCAS-1001DP/2030 NR
05-281	4987458052811	RPCAS-4-30P/3030 NR

製造販売 ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号

お問い合わせ先 医療機器情報室
TEL 0120-226-410
受付時間:9時~17時15分(土・日・祝日を除く)