

2026年2月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「グッドテックカテーテル」「グッドテックHTカテーテル」 ピッグテール型仕様変更に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、早速ではありますが、弊社より販売しております「グッドテックカテーテル」「グッドテックHTカテーテル」におきまして、ピッグテール型の製品仕様を変更することとなりましたので、ご案内いたします。また従来モデルと混在となりますが何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

対象製品 ピッグテール型

・販売名 グッドテックカテーテル
医療機器承認番号：21000BZZ00348000
一般的名称：中心循環系血管造影用カテーテル

・販売名 グッドテックHTカテーテル
医療機器承認番号：21300BZZ00633000
一般的名称：中心循環系血管造影用カテーテル

※別紙 ピッグテール型番一覧表 参照

仕様変更内容

・ピッグテール先端部の仕様統一に伴い、先端部にソフトチップが付いたモデルを含むすべてのピッグテールの先端仕様をフレキシブルチューブ（柔らかいチューブ）タイプへ変更いたします。

LOT

LOT NO__C26～より変更。

以上

商品コード	製品コード	F	有効長	ループ径	側孔数
37574	GCB4P120M	4.2	120	8	6
37575	GCB4P125KS	4.2	110	10	12
37576	GCB4P130M	4.2	130	8	6
37577	GCB4P135FS	4.2	110	10	12
37578	GCB4P140M	4.2	150	8	6
37579	GCB4P145	4.2	110	10	12
37581	GCB4P155	4.2	110	10	12
37583	GCB4P155CL	4.2	130	8	12
37585	GCB4P155F	4.2	120	10	30
37587	GCB4P155K	4.2	110	8	-
37588	GCB4P155KN	4.2	110	10	12
37590	GCB4P180	4.2	110	10	12
37591	GCB4P180B	4.2	80	10	12
37594	GCB4P180CP	4.2	110	8	3
37597	GCB4P180K	4.2	110	10	12
37598	GCB4P180SC	4.2	80	10	12
37603	GCB4SF155B	4.2	100	10	12
37605	GCB4SF155T	4.2	110	10	12
37608	GCB4V180B	4.2	80	8	12
37609	GCB4W135KM	4.2	110	10	22
37610	GCB4W135ML	4.2	130	10	22
37612	GCB4W145	4.2	110	10	30
37614	GCB4W155	4.2	110	10	30
37615	GCB4W155A	4.2	110	10	12
37617	GCB4W155C	4.2	110	8	12
37618	GCB4W155GL	4.2	130	10	30
37621	GCB4W155L	4.2	120	10	30
37622	GCB4W155LL	4.2	150	10	30
37624	GCB4W180	4.2	110	10	30
37625	GCB4W180GL	4.2	130	10	30
37626	GCB4W180L	4.2	120	10	30
37627	GCB4W180LL	4.2	150	10	30
37628	GCB4W180N	4.2	110	10	30
37630	GCB5NISIP	5	110	10	7
37633	GCB5P125AS	5	110	10	12
37634	GCB5P125MS	5	110	8	12
37636	GCB5P135D	5	110	10	12

37637	GCB5P135SS	5	110	10	12
37638	GCB5P145	5	110	10	12
37639	GCB5P145BD	5	110	10	12
37642	GCB5P145SS	5	110	10	8
37643	GCB5P145T4	5	100	10	12
37644	GCB5P155	5	110	10	12
37646	GCB5P155BD	5	110	10	12
37647	GCB5P155C	5	110	10	12
37649	GCB5P155GL	5	130	10	12
37650	GCB5P155K	5	110	8	-
37651	GCB5P155KN	5	120	8	12
37655	GCB5P180	5	110	10	12
37656	GCB5P180B	5	80	10	12
37657	GCB5P180C	5	110	10	12
37658	GCB5P180GL	5	130	10	12
37659	GCB5P180T2	5	100	8	12
37667	GCB5V140B6	5	150	10	12
37669	GCB5V145DM	5	110	8	12
37670	GCB5V155DM	5	110	8	12
37675	GCB5W145	5	110	10	30
37677	GCB5W145T9	5	110	8	22
37678	GCB5W155	5	110	10	30
37679	GCB5W155A	5	110	10	12
37680	GCB5W155GL	5	130	10	30
37681	GCB5W155L	5	120	10	30
37682	GCB5W180	5	110	10	30
37683	GCB5W1801	5	80	8	12
37684	GCB5W180CL	5	150	8	30
37685	GCB5W180GL	5	130	10	30
37686	GCB5W180GM	5	130	8	30
37687	GCB5W180L	5	120	10	30
37689	GCB6P135BD	6	110	10	7
37690	GCB6P135TS	6	110	10	4
37691	GCB6P135W1	6	110	10	7
37693	GCB6P145BD	6	110	10	7
37695	GCB6P155	6	110	10	7
37696	GCB6P155D	6	110	10	7
37697	GCB6P155DM	6	110	8	7
37698	GCB6P155SS	6	110	10	7

37699	GCB6P180	6	110	10	7
37717	GCH5P155	5	110	10	12
37718	GCH5P155D	5	110	10	12
37719	GCH5P155M	5	110	10	12
37720	GCH5P155SC	5	110	8	8
37721	GCH5P155SS	5	110	10	12
37722	GCH5P180GR	5	40	10	12
37735	HT4P155	4.2	110	10	12
37736	HT4W145	4.2	110	10	30
37738	HT4W145T1	4.2	110	8	12
37739	HT4W155	4.2	110	10	30
37740	HT4W155A	4.2	110	10	12
37742	HT4W155J	4.2	110	8	30
37743	HT4W155JT	4.2	110	8	30
37746	HT4W180	4.2	110	10	30
37752	HT5W145	5	110	10	30
37754	HT5W155	5	110	10	30
37755	HT5W155A	5	110	10	12
37757	HT5W155J	5	110	8	30
37760	HT5W180	5	110	10	30