

「シールタッチ[®]カニューラGA」

仕様変更のお知らせ

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「シールタッチカニューラGA」（医療機器認証番号：228AABZX00081000）の仕様を


下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

変更内容および
変更理由

- ①輸送時に内外針がズレてしまうことを防ぐため、内針針基部とカニューラキャップの吻合度を上昇させました。



- ②生産性向上のためカニューラに付いている側孔の位置を針基側へ移動いたしました。



変更ロット

25L17U以降（25年12月製造分以降）