

# 「ニプロ医用電子血圧計 NMBP」 オプションカフ使用時のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、販売しておりますニプロ医用電子血圧計 NMBP のオプションカフにつきまして

ISO80369 の導入に伴い、血圧計本体との接続部におけるプラグ形状の変更と品番変更を行いました。

なお、製造時期により血圧計の外観仕様が異なりますため、オプションカフをご使用の際には対象の血圧計をご確認いただきますようお願い申し上げます。

弊社は今後とも、患者さまの QOL (Quality of life) 向上はもちろんのこと、より安全で、医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

謹白

記

## 対象血圧計

JAN コード	商品コード	商品名
4987458112102	11-210	ニプロ医用電子血圧計 NMBP

・医療機器認証番号 : 231AHBZX00005A01 ・医療機器分類 : 管理医療機器/特定保守管理医療機器 ・一般的名称 : 医用電子血圧計

## 外観

### ●変更前



▲カフ側 (旧規格)



▲血圧計側 (旧規格)



▲ボタン (旧規格)

### ●移行期 : シリアル番号 5B1206301~5B1206600



▲カフ側 (新規格)



▲血圧計側 (新規格)



▲ボタン (旧規格)

●変更後



▲カフ側（新規格）

▲血圧計側（新規格）

▲ボタン（新規格）

品番

オプションカフ（新規格）

JAN コード	商品コード	商品名	入数
4987458954108	95-410	ニプロ医用電子血圧計カフ SS-IS1	1 個
4987458954115	95-411	ニプロ医用電子血圧計カフ SA-IS1	1 個
4987458954122	95-412	ニプロ医用電子血圧計カフ AD-IS1	1 個
4987458954139	95-413	ニプロ医用電子血圧計カフ LA-IS1	1 個
4987458954146	95-414	ニプロ医用電子血圧計カフ LL-IS1	1 個

その他

【変更前の血圧計におけるカフ付け替えについて】

該当する代替品番のカフのコネクタ部分を下記のコネクタに変更して使用可能です。

JAN コード	商品コード	商品名	入数
4987458954184	95-418	血圧計変換コネクタ	1 個

●使用方法 （例）SS サイズのカフをご使用の場合⇒【95-410】と【95-418】を組み合わせる

①【95-410】から黒いコネクタを引き抜く



②ホース部分に【95-418】を奥まで差し込む



接着は行っておりませんが、空気漏れ防止のため抜き差しには力が必要となります。