

「ニプロ PICC キット f」仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご使用賜り厚くお礼申し上げます。
この度、「ニプロ PICC キット f」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

変更内容

- 金属針を追加で同梱いたします。
詳細につきましては、次ページをご確認ください。

対象品番・変更時期





商品コード	JANコード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
22-041	4987458220418	ニプロ PICC キット F PCVF3-S	43311011	2025年8月
22-042	4987458220425	ニプロ PICC キット F PCVF4-S	43309011	2025年6月
22-043	4987458220432	ニプロ PICC キット F PCVF5-S	43502011	2025年8月
22-044	4987458220449	ニプロ PICC キット F PCVF4-W	44501011	2025年7月
22-045	4987458220456	ニプロ PICC キット F PCVF5-W	44502011	2025年7月
22-046	4987458220463	ニプロ PICC キット F PCVF3-S-30	43412011	2025年7月
22-047	4987458220470	ニプロ PICC キット F PCVF4-S-40	43506011 以降	2025年6月
22-048	4987458220487	ニプロ PICC キット F PCVF5-S-40	43504011	2025年9月
22-049	4987458220494	ニプロ PICC キット F PCVF4-W-40	44506011 以降	2025年7月
22-050	4987458220500	ニプロ PICC キット F PCVF5-W-40	44502021	2025年7月

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット

医療機器承認番号：30400BZX00117000

クラス分類：クラスIV(高度管理医療機器)

【変更内容詳細】

変更箇所	変更前	変更後
金属針を追加		
内袋ラベル 金属針追記	 <p>【キット内容】 1.カテーテル(X線不透過材質、スタイレット付) 2.ガイドワイヤ(0.018"×45cm、先端アングル) 3.イントロデューサ(4Fr用) 4.外套付穿刺針(22G×2") 5.セーフタッチ®プラグ 6.固定具/固定クリップ 7.注射筒(10mL) 8.スカルベル 9.サージット® 10.コネクタクッション</p>	 <p>【キット内容】 1.カテーテル(X線不透過材質、スタイレット付) 2.ガイドワイヤ(0.018"×45cm、先端アングル) 3.イントロデューサ(4Fr用) 4.外套付穿刺針(22G×2") 5.セーフタッチ®プラグ 6.固定具/固定クリップ 7.注射筒(10mL) 8.スカルベル 9.サージット® 10.コネクタクッション 11.金属穿刺針(21G)</p>

【金属針について】

詳細内容	金属針画像
<ul style="list-style-type: none"> ・21G×67mm ・エコーマーク付き (画像拡大部分) 	